

Datenblatt TCM 3000 BL

Modell	TCM 3000 BL			
Artikelnummer	3285 / 3286			
Eingangsspannung	230V / 115V / 100V / 50 - 60Hz (umschaltbar)			
Leistungsaufnahme maximal	60 VA			
Steuergerät	LCD-Charakterdisplay 2-zeilig, Prozessor gesteuert			
Softwareversion	1.00 / 02.04.04			
Handstückauswahl	1:1	500 bis	40'000 Upm	1 bis 6 Ncm
	Dermatome		8'000 Upm	6 Ncm
	CHP (LIPO)		10'000 Upm	6 Ncm
	THP (TATOO)		8'000 Upm	6 Ncm
Drehzahlbereich E-Motor	500 bis 40'000 Upm			
Fusspedal	1			
E-Motor	1			
Motorenanschlüsse	1			
Kühlsystem	Kein Kühlsystem vorhanden			
Abmessung Steuergerät (HxBxT)	115 x 120 x 180 mm			
Gewicht Steuergerät	1.8 kg			
Zulassungen	CE ₁₂₇₅ Klasse IIa CSA FDA IEC 601, Schutzklasse 2, Anwendungsteil Typ BF, Klasse APG			

Spezifikation E-Motor 31ESS:

Drehzahl	500 bis 40'000 Upm
Motortyp	BLDC-Motor mit Hall-Sensoren
Gewicht	200g mit Kabel
Abgabeleistung	100 Watt
Kupplung	E-Typ Kupplung (ISO 3964)
Motorkabel	3 m
Sterilisation	Dampfsterilisation bei max. 134°C

Spezifikation Fusspedal:

Typ	Vario-Fusspedal mit drei Knöpfen		
Schutzklasse	IP68		
Funktion Knöpfe	Links:	max. Drehzahl	
	Mitte:	Programmwahl	
	Rechts:	E-Motor links / rechts	
Gewicht	2 kg		